

Сборка и разборка тубусов цистоуретроскопа Assembly and disassembly of cystourethroscope



Ствол с obturatorом в собранном виде.

Tube with obturator (complete set).



Разборку ствола производим:
нажатием на замок фиксации ствола и
движением "вперед" по стрелке.
Обтуратор вынимаем.

*Disassembly procedure of tube:
Pressing the button fixation of tube and take out
obturator with the help of right-hand rotation.*



Ствол совмещаем с флажком на переходнике
и фиксируем до щелчка.

*The tube is combined with a tag on an adapter.
Fix before click.*



Цистоуретроскоп в сборе с переходником.

Cystourethroscope with adaptor (complete set).